



Augmentateur

410

Réf. n° 11030003
GTIN 4018754012251
Modèle 410



Désignation. Douille à choc 1/4 "-1/2" Lg.28mm

Caractéristiques.

- 1/4" carré femelle 1/2" carré mâle (6,3 x 12,5)
- acier à hautes performances HPQ®

Avantages.

Pièce de transition/adaptateur pour 1/4" intérieur à 1/2" extérieur (6,3 x 12,5)

Idéal pour les travaux les plus divers sur la voiture, le vélo, la moto et dans l'industrie

Le dispositif de blocage à bille assure une assise ferme et sûre sur l'outil

Outil de qualité robuste pour l'utilisateur professionnel
-Made in Germany

Acier haute performance High Performance Quality (HPQ®) extrêmement résistant, Hochleistungsstahl, à parois minces et idéal pour le travail limité au niveau de l'espace

Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	1/2
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "
d	16,5 mm
Longueur mm (L)	28 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	28
Largeur	17
Hauteur mm (IFS)	17
Longueur (emballé, mm)	85
Largeur (emballé, mm)	30
Hauteur (emballé, mm)	18
Volume (emballé, dm3)	0.0459 dm3
Réf. n°	11030003
Poids (brut, kg)	0,180
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754012251
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	5
Poids	36 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
11030003	410	Douille à choc 1/4 "-1/2" Lg.28mm	4018754012251

Code GTIN.



Accessoires.



11111050
Cliquet à denture fine
QR



11261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



11110010
Cliquet à denture fine



11111030
Cliquet à denture fine
QR



11111020
Cliquet à denture fine
QR



11111040
Cliquet à denture fine
QR



11110020
Cliquet QR



91211165
Cliquet



11111010
Cliquet



11231011
Cliquet à denture fine